



Sartorius CP Modell CPA26P



Die besonderen Leistungsmerkmale:

- Mit einer Minimaleinwaage von 5 bis 10mg füllt die CPA26P eine Lücke zwischen höchstauflösenden Mikrowaagen und Semimikrowaagen wenn nach USP Anforderungen gearbeitet wird.
- Der im gesamten Wägebereich bis 21g verschiebbare Feinbereich von 5g mit einer Ablesbarkeit von 2µg erlaubt das Arbeiten mit größeren Taragefäßen aber kleinsten Probenmengen.
- Monolithische Wägesystemtechnologie – robust, präzise zuverlässig – erstmalig in einer Mikrowaage dieser Auflösung
- Große Waagschale mit 50mm Durchmesser für komfortable und sichere Probenplatzierung
- Großvolumiger Vollglaswindschutz mit leichtgängigen, weit öffnenden Türen und perfekter Reinlichkeit
- Kalibrier- und Justierfunktion isoCAL. Sie garantiert durch eine regelmäßige vollautomatische Justierung immer eine gleichbleibend hohe Genauigkeit
- RS-232C-Datenschnittstelle
- ISO/GLP konforme Protokollierung mit optionalem Sartorius Drucker oder PC
- Integrierte Applikationsprogramme



Messwertdrucker



Wägetisch

Ablesbarkeit	2 10 µg
Wägebereiche	5 21 g
Waagschale	Ø 50 mm
Meßzeit (typisch)	10 s
Gehäuse (BxTxH)	213x342x270 mm
Reproduzierbarkeit	≤± 4 µg
Linearität	≤± 8 µg

Wichtiges Zubehör	Bestell-Nr.
Meßwertdrucker mit Datum, Uhrzeit und Statistik	YDP03-OCE
RS-232C/USB-Verbindungskabel, Länge 1,5m, zum Anschluß an PC mit USB-Schnittstelle	YCC01-USBM2
Wägetisch für präzise, zuverlässige Wägungen	YWT03